

Version mobile



Modèle LED-10

Système d'enregistrement dentaire Mochen



Modèle DCR-480



Modèle DCR-1



Version plafonnier



Système d'enregistrement dentaire Mochen

Monté sur mur



Monté sur rail




Version montée sur fauteuil

Modèle : DCR-1

Modèle : DCR-480

Modèle : LED-10






Mochen Dental Recording system




Zoom optique
1x.....30x



Ultra-HD
1080P / 4K




Mise au point ultra-précise
Mise au point automatique + Manuel



Conception intégrée
Le système d'éclairage
s'intègre au système
vidéo



Sortie sans perte
Sortie HDMI
Sortie VERS PC
ENTRÉE ET SORTIE LIGNE MICRO
Prend en charge le protocole RTSP
Interface de stockage externe (USB)



Éclairage et imagerie coaxiaux
Offrant un angle de prise
de vue qui correspond
mieux à la pratique clinique

Six raisons d'aimer

Le système d'enregistrement dentaire Mochen est un appareil tout-en-un idéal pour la pratique clinique quotidienne, l'enseignement et la documentation des cas, permettant aux dentistes qui n'utilisent pas de microscope d'obtenir une imagerie de haute qualité.

Implantologues || Parodontologues || Prosthodontistes


Chirurgiens buccaux || Assistants dentaires


A special process

Coaxial

Système d'enregistrement dentaire Mochen

L'éclairage et l'enregistrement coaxiaux garantissent un angle de prise de vue plus proche des besoins cliniques.





Mise au point automatique + Manual

Le système d'enregistrement dentaire Mochen offre à la fois stabilité clinique et commodité d'imagerie.

Mise au point automatique + Manuel

Profitez d'une mise au point rapide et stable sans ajustements constants. Des images plus claires signifient un enseignement, une diffusion en direct et un enregistrement de cas plus fluides, tandis que la conception conviviale aide les débutants à démarrer facilement.

Avec le mode de mise au point manuelle de MOCHEN, la mise au point reste verrouillée, éliminant les sauts d'image et garantissant un fonctionnement microscopique stable et précis.



La source lumineuse du SYSTÈME D'ENREGISTREMENT DENTAIRE MOCHEN réduit les écarts de couleur, reproduit fidèlement les couleurs des dents, fournit des vues chirurgicales de haute qualité des dents, des tissus environnants, du sang, etc.



Conception intégrée

Système d'enregistrement dentaire Mochen

Plus qu'un simple microscope ou un scialytique, le système d'enregistrement dentaire Mochen unifie une lampe sans ombre, une caméra ultra-HD, une mise au point auto/manuelle et un port de sortie d'imagerie complet en un seul appareil transparent.



Plus fort

Capacité d'imagerie plus forte



Mieux

Un angle de prise de vue qui
correspond mieux à la
pratique clinique



Plus rapide

Mise au point plus rapide
(Mise au point auto + Manuel)



Mochen système d'enregistrement dentaire





Zoom optique 1x-30x

Profitez d'une expérience visuelle ultra-fluide et immersive.

1080P

4K





Imagerie Ultra-HD + multifonction

Mochen système d'enregistrement dentaire



Contrôle par capteur et télécommande






- | | | | |
|---|--|----------------------|--|
| ▶ Enregistrer | | ▶ Prendre des photos | |
| ▶ Zoom avant Zoom arrière 1x ⇌ 30x | | | |
| ▶ Pivoter l'écran à 180 ° | | | |
| ▶ Mise au point automatique / Manuelle | | | |
| ▶ Allumer / éteindre la lumière | | | |
| ▶ Réduire la luminosité | | | |
| ▶ Augmenter la luminosité | | | |
| ▶ Sélection du menu du boîtier d'enregistrement | | | |
| ▶ Sélectionner les photos capturées | | | |
| ▶ Sélectionner les vidéos enregistrées | | | |
| ▶ Supprimer | | | |



- | | |
|---|--|
| ▶ Ajuster la mise au point loin de la direction de la lumière | |
| ▶ Ajuster la mise au point vers la direction de la lumière | |
| ▶ Augmenter l'exposition | |
| ▶ Réduire l'exposition | |
| ▶ Ajuster la balance des blancs | |
| ▶ Retour au menu de réglage | |
| ▶ Lecture / Pause de la vidéo | |
| ▶ Menu de réglage | |
| ▶ Désactiver / activer le son de la caméra | |
| Fonctions de la télécommande portable | |

Différentes options

Article	Version mobile	Version plafonnier	Version murale	Version sur fauteuil	Optionnel
LED-10					Système à double bras version plafonnier avec moniteur 
DCR-480					Système à double bras version plafonnier avec une lampe de plus 
DCR-1					Système d'enregistrement sur rail pour caméra dentaire 



Implantologues Parodontologues Prosthodontistes Chirurgiens buccaux Assistants dentaires

Le système d'enregistrement dentaire Mochen ne requiert pas des dentistes qu'ils changent leurs habitudes opératoires et convient à tous les départements.

(L'utilisation d'un microscope nécessite une formation spécialisée, tandis que le système d'enregistrement dentaire Mochen peut être utilisé immédiatement).

Le système d'enregistrement dentaire Mochen est un appareil tout-en-un idéal pour la pratique clinique quotidienne, l'enseignement et la documentation des cas, permettant aux dentistes qui n'utilisent pas de microscope d'obtenir une imagerie de haute qualité.




Travailler la tête baissée pendant une longue période aura en effet des effets néfastes sur la colonne cervicale et peut même causer ou aggraver la spondylarthrose cervicale.



Travailler dans un environnement de haute intensité, de courte portée et continuellement concentré pendant une longue période peut facilement entraîner une fatigue visuelle.

Système d'enregistrement dentaire Mochen(LED-10)



Le système d'enregistrement dentaire Mochen n'est pas seulement un appareil, mais aussi un gardien de la posture de travail des médecins. Il aide les médecins à maintenir la stabilité, la précision et le confort lors des opérations de haute intensité, apportant aux patients une expérience de traitement plus rassurante.

Pour les implantologues cliniciens, les principaux inconvénients de l'utilisation d'un microscope comprennent un champ de vision restreint, la nécessité de rester attaché à l'oculaire, une mise au point constante et des perturbations du rythme chirurgical.

Les avantages du système d'enregistrement dentaire Mochen sont

- ☑ Il s'utilise tout comme un scialytique standard, tout en offrant un enregistrement d'image de niveau microscope.
 - ☑ Il n'interfère pas avec le flux de travail chirurgical. Avec un éclairage et une imagerie coaxiaux (la lumière brille là où la caméra capture),
 - ☑ il offre un avantage critique dans les salles de chirurgie d'implants :
 - ☑ un angle de prise de vue naturel,
 - ☑ aucun ajustement de caméra supplémentaire nécessaire et des images qui correspondent à la ligne de visée du clinicien.
- C'est quelque chose qu'un microscope ne peut pas accomplir."

Le système d'enregistrement dentaire Mochen est la configuration optimale pour les





Application : Chirurgie

Modèle LED-10

Système d'enregistrement dentaire Mochen en chirurgie d'implant dentaire.

Intégration 3-en-1 du système d'enregistrement dentaire Mochen
Vous aide à économiser sur les coûts globaux d'approvisionnement en :

Microscope☑
Scialytique chirurgical☑
Caméra vidéo☑

Avantages dans les applications d'implants dentaires :

- **Visibilité et précision accrues :** Combine une caméra haute résolution avec une source lumineuse sûre et sans ombre pour éclairer clairement le champ chirurgical, aidant les cliniciens à visualiser les structures fines et les changements tissulaires subtils lors de la pose de l'implant.
- **Enregistrement et documentation en temps réel :** Permet l'enregistrement vidéo HD et la photographie pendant les procédures, ce qui soutient la documentation clinique, l'éducation des patients et la conformité légale.
- **Conception intégrée :** Le système 3-en-1 remplace le besoin de microscopes, de scialytiques et de caméras séparés, économisant ainsi des coûts et simplifiant l'installation.
- **Capacités de zoom et de mise au point :** Offre un zoom optique jusqu'à 30x et une mise au point manuelle et automatique, permettant aux cliniciens d'ajuster la clarté et les détails selon les besoins.
- **Diffusion et partage :** Prend en charge les protocoles de streaming HDMI et RTSP, ce qui facilite le partage des procédures avec des collègues ou des stagiaires en temps réel.
- **Valeur éducative :** Facilite la formation et la collaboration en fournissant des enregistrements visuels clairs des procédures d'implant, qui peuvent être utilisés pour l'enseignement ou la consultation à distance.





Application : Éducation
Modèle DCR-1, LED-10

**Utilisation du système d'enregistrement dentaire Mochen à la HKUDentistry,
MOI (Master in Oral Implantology), Faculté de médecine dentaire de l'Université de Hong Kong.**

Intégration 3-en-1 du système d'enregistrement dentaire Mochen
Vous aide à économiser sur les coûts globaux d'approvisionnement en :
Microscope ☒
Scialytique chirurgical ☒
Caméra vidéo ☒



HKU Dentistry
Faculty of Dentistry · The University of Hong Kong
香港大學牙醫學院



-Les éducateurs modernes utilisent des outils qui les aident à transmettre des messages complexes dans un format facilement compréhensible.

-Les vraies vidéos du point de vue du dentiste expliquent plus que tous les mots et illustrations. Elles peuvent être partagées et répétées autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce qu'un dentiste ou un étudiant ait assimilé le sujet.

-Améliorer les opportunités d'apprentissage et de formation pour les chirurgiens et les étudiants en médecine en leur permettant de revoir et d'analyser les vidéos enregistrées ou de regarder des vidéos en direct.



Application : Communication

Modèle LED-10

Le système d'enregistrement dentaire Mochen améliore la communication médecin-patient :

Intégration 3-en-1 du système d'enregistrement dentaire Mochen
Vous aide à économiser sur les coûts globaux d'approvisionnement en :

Microscope☑

Scialytique chirurgical☑

Caméra vidéo☑

- **Rassurer vos patients en vous concentrant sur eux et leur situation ;**
- **Montrer et expliquer ce que vous voyez et faites ;**
- **Impliquer pleinement vos patients dans les décisions de traitement.**
- **Stocker et partager des vidéos et des images pour une utilisation ultérieure.**





Application : Formation

Modèle DCR-1

Système d'enregistrement dentaire Mochen dans la formation

à l'augmentation osseuse (Réaliser une augmentation osseuse prévisible)

Intégration 3-en-1 du système d'enregistrement dentaire Mochen
Vous aide à économiser sur les coûts globaux d'approvisionnement en :

Microscope☑

Scialytique chirurgical☑

Caméra vidéo☑



Les vidéos et images authentiques montrent exactement ce que vous voyez, faites et voulez dire ; Les cas visuels concrets intéressent et inspirent les étudiants et autres publics professionnels ; Vos propres vidéos et images dentaires sont faciles à capturer, stocker et partager ; Les espaces de travail numériques sécurisés constituent un excellent terrain pour l'éducation professionnelle moderne. Enregistrement de vidéos et capture d'images fixes pendant le travail dentaire.



Application : Académique
Modèle DCR-480

Le système d'enregistrement dentaire Mochen dans la communication académique

Intégration 3-en-1 du système d'enregistrement dentaire Mochen
Vous aide à économiser sur les coûts globaux d'approvisionnement en :

Microscope☑
Scialytique chirurgical☑
Caméra vidéo☑

Enseigner comment aborder et traiter des problèmes et des situations de santé bucco-dentaire complexes est une tâche difficile. Les éducateurs professionnels savent que les courts moments d'un cours ne suffisent généralement pas aux étudiants pour absorber l'énorme quantité de nouvelles informations. Cependant, d'excellents résultats d'apprentissage peuvent être obtenus aujourd'hui grâce à l'utilisation innovante des propres cas vidéo de l'éducateur.





Application : Exposition & Démonstration

Modèle LED-10

**Utilisation du système d'enregistrement dentaire Mochen
dans la démonstration de blanchiment des dents en exposition**

**Intégration 3-en-1 du système d'enregistrement dentaire Mochen
Vous aide à économiser sur les coûts globaux d'approvisionnement en :**

Microscope ☒

Scialytique chirurgical ☒

Caméra vidéo ☒

Les visiteurs peuvent interagir avec les systèmes d'enregistrement, offrant ainsi une expérience pratique. Cette interaction aide à comprendre les applications pratiques et la facilité d'utilisation de la technologie ou du produit, ce qui peut conduire à des ventes directes et à des relations commerciales à long terme.










Intégration 3-en-1 du système d'enregistrement dentaire Mochen
Vous aide à économiser sur les coûts globaux d'approvisionnement en :

Plus de cas d'application : Chirurgie générale,
Orthodontie, Chirurgie maxillo-faciale, Chirurgie mucogingivale,
Dentisterie pédiatrique, Chirurgie parodontale ; Traitement de canal ;
Chirurgie périapicale dentaire, etc.

Microscope ☒
Scialytique chirurgical ☒
Caméra vidéo ☒







Intelligence Numérique Dentaire 3Dova

3Dova fournit des outils de visualisation ultra-clairs et d'imagerie intelligente qui améliorent le diagnostic, la préparation et la précision restauratrice, garantissant que chaque décision clinique est étayée par des données numériques fiables. Chaque catégorie de produit est conçue pour offrir : Visualisation plus claire + Flux de travail plus intelligent + Résultats plus prévisibles + Résultats à long terme plus stables.




☑ Diagnostic : Produit : Scanner MC1 PSP + Rayons X



☑ Chirurgie : Produit : Système d'enregistrement dentaire LED-10



☑ Restauration dentaire : Produit : Couronne en zircone sur implant - Vissée



Offre spéciale pour 2026 :
Pour l'achat de 10 unités LED, recevez
gratuitement :
Une couronne implantaire en zircone (1 unité)

Couronne implantaire en zircone Osstem (fixation vissée)

Une solution implantaire biocompatible et très résistante, conçue pour un ajustement précis, une durabilité à long terme et une dépose aisée.

Système implantaire : Compatible avec les implants Osstem (ainsi que ceux d'autres marques)


Restauration : Couronne en zircone pleine anatomie à haute translucidité

Type de fixation : Vissée (pour un entretien facile et l'absence de risque de résidus de ciment)


Fabrication : Usinage de précision CFAO pour une intégrité marginale optimale

L'alliance parfaite entre la stabilité éprouvée d'Osstem et l'esthétique supérieure de la zircone. (Compatible avec Osstem ainsi que d'autres marques)

Nous concevons, fabriquons et vous livrons le produit.



EXAMPLE
ENID0001-066



Bénéficiez d'une remise



Veuillez envoyer toutes les données de numérisation à order@3dova.com. || WhatsApp (+86) 13603066591



Veuillez nous écrire vos exigences.

Veuillez envoyer toutes les données de numérisation par e-mail à order@3dova.com

WhatsApp (+86)13603066591

Compte de Shining 3D / Alliedstar / Medit : enidwray_manufacturer@outlook.com.

Envoyer l'empreinte / le modèle dentaire à : 502 Bldg8, Lianchuang Science and Technology Park,

No.21, Bulan Road, South Bend Street, Longgang District-518112, Shenzhen, China.

